

Wb、Elisa用抗Rubiconウサギポリクローナル抗体 - Q92622

商品番号: CM0015640



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用途向けの、ヒトRubicon (RUBCN) を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットのRubiconを検出します。アミノ酸1~200に相当する組換え免疫原を使用しています。オートファジー、エンドサイトーシス、自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RubiconウサギpAb
備考/別名	SCAR15 ; RUBICON ; KIAA0226 ; Rubicon
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	9711
GeneID	9711
免疫原	ヒトRubicon (NP_055502.1) のアミノ酸1~200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q92622
タンパク質分子量	109kDa
配送	保冷バッグ