

Wb・Elisa用 抗Rufy1 ウサギポリクローナル抗体 - Q96T51

商品番号: CM0026681



前書き

ヒトRUFY1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットティングおよびELISAに適しています。エンドソームの貨物選別とトランスゴルジ網への回収の重要な制御因子であるマウスおよびラットのRUFY1を検出します。細胞内輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RUFY1 Rabbit pAb
備考／別名	RABIP4; ZFYVE12; RUFY1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80230
GeneID	80230
免疫原	ヒトRUFY1 (NP_079434.3) のアミノ酸439〜708番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96T51
タンパク質分子量	80kDa
輸送方法	保冷剤