

## WbおよびElisa用抗Rufy3ウサギポリクローナル抗体 - Q7L099

商品番号: CM0015040

### 前書き

RUFY3（RIPX、SINGAR1、ZFYVE30）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISA用途に対応。ヒト、マウス、ラット種に適しており、53 kDaのタンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | RUFY3 Rabbit pAb                                   |
| 備考/別名       | RIPX; SINGAR1; ZFYVE30; RUFY3                      |
| 種           | ヒト                                                 |
| GeneID (ヒト) | 22902                                              |
| GeneID      | 22902                                              |
| 免疫原         | ヒトRUFY3（NP_055776.1）のアミノ酸1-65番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途          | WB、ELISA                                           |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q7L099                                             |
| タンパク質分子量    | 53kDa                                              |
| 発送          | 氷袋                                                 |