

Wb、Elisa用 抗Runx1 ポリクローナル抗体 - Q01196

商品番号: CM0013044



前書き

ヒトRUNX1転写因子を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。造血、白血病、免疫研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RUNX1 ウサギ pAb
備考/別名	AML1; CBF2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	861
GeneID	861
免疫原	ヒトRUNX1 (NP_001001890.1) のアミノ酸150-250内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01196
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ