


Wb、Elisa用 Anti-Runx1T1 ポリクローナル抗体 - Q06455

商品番号: CM0024060



前書き

ヒトRUNX1T1 (CBFA2T1/ETO/MTG8) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。白血病および転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RUNX1T1 ウサギ pAb
備考/別名	CDR; ETO; MTG8; AML1T1; ZMYND2; CBFA2T1; AML1-MTG8; RUNX1T1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	862
GeneID	862
免疫原	ヒトRUNX1T1 (NP_783552.1) のアミノ酸250-403に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q06455
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷剤