

Anti-Runx2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q13950

商品番号: CM0002818



前書き

ヒトRUNX2に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。骨芽細胞の分化および骨格形態形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RUNX2 Rabbit mAb
備考/別名	CCD; AML3; CCD1; CLCD; OSF2; CBFA1; OSF-2; PEA2aA; PEBP2aA; CBF-alpha-1; RUNX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	860
GeneID	860
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13950
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋