

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Runx3 ウサギポリクローナル抗体 - Q13761

商品番号: CM0028543



前書き

ヒトRUNX3 (AML2/CBFA3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。転写制御、がん、T細胞発達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RUNX3 ウサギ pAb
備考/別名	AML2; CBFA3; PEBP2aC; RUNX3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	864
GeneID	864
免疫原	ヒトRUNX3 (NP_004341.1) のアミノ酸286-415に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13761
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ