


Anti-Rusc1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Elisa対応） - Q9Bvn2

商品番号: CM0024219



前書き

WB、IF-P、ELISAで検証済みのAnti-RUSC1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRUSC1（AP-4複合体アクセサリサブユニット、Nesca）と反応し、神経小胞輸送および分化に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RUSC1 Rabbit pAb
備考/別名	NESCA; RUSC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23623
GeneID	23623
免疫原	ヒトRUSC1 (NP_055143.2) のアミノ酸1-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BVN2
タンパク質分子量	96kDa
配送方法	アイスバッグ