

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ruvbl1/Tip49A/Pontinポリクローナル抗体 - Q9Y265

商品番号: CM0025968



前書き

ヒトRUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265) を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの実証が完了しており、ヒトおよびマウスと反応します。クロマチンリモデリングおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RUVBL1/TIP49A/PONTIN ウサギ pAb
別名	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8607
GeneID	8607
免疫原	ヒトRUVBL1/TIP49A/PONTIN (NP_003698.1) のアミノ酸1〜240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y265
タンパク質分子量	50kDa
発送	氷袋