

Wb、Ihc-P、Elisa、Chip用 抗Ruvbl1/Tip49A/Pontin

ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y265

商品番号: CM0004130



前書き

RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265)

を標的とする高品質な組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISA、ChIPで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。クロマチンリモデリング、DNA修復、発癌性シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RUVBL1/TIP49A/PONTIN ウサギ mAb
備考/別名	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8607
遺伝子ID	8607
免疫原	ヒト RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265) のアミノ酸 350-456 に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y265
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ