

Anti-Rxra Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Ifa/Icc, Chip, Chip-Seq, Elisa - P19793

商品番号: CM0003365



前書き

ヒトRXRα (NR2B1)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IFA/ICC、ChIP、ChIP-

seq、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性RXRα (51 kDa)

を検出します。レチノイド受容体シグナル伝達、遺伝子制御、自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RXRα Rabbit mAb
備考/別名	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXRα
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6256
免疫原	ヒトRXRα (P19793) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IFA/ICC, ChIP, ChIP-seq, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19793
タンパク質分子量	51 kDa
配送	アイスバッグ