

Wb、Elisa用抗Rxxαウサギポリクローナル抗体 - P19793

商品番号: CM0014999



前書き

ヒトRXRα (NR2B1) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットに対する反応性を有します。転写制御および核内受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RXRαウサギpAb
備考／別名	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXRα
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6256
遺伝子ID	6256
免疫原	ヒトRXRα (NP_002948.1) のアミノ酸1〜100内に存在する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19793
タンパク質分子量	51kDa
輸送条件	保冷バッグ