


Wb、Ip、Chip、Elisa用抗Rxrbウサギモノクローナル抗体 - P28702

商品番号: CM0011342



前書き

ヒトRXRB (RXR- β) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ChIP、ELISAに適しています。マウスと交差反応します。レチノイン酸シグナル伝達および遺伝子制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RXRBウサギmAb
備考／別名	NR2B2, DAUDI6, RCoR-1, RXRbeta, H-2RIIBP, RXR-beta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6257
遺伝子ID	6257
免疫原	ヒトRXRB (NP_068811.1) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ChIP、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P28702
タンパク質分子量	57 kDa
輸送	保冷バッグ