


## Wb、Elisa用抗Rxbウサギポリクローナル抗体 - P28702

商品番号: CM0021587



### 前書き

ヒトRXRB (RXR- $\beta$ , NR2B2) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのRXRBを検出します。レチノイン酸シグナル伝達および転写制御の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | RXRBウサギpAb                                               |
| 備考/別名       | NR2B2; DAUDI6; RCoR-1; RXRbeta; H-2RIIBP; RXR-beta; RXRB |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 6257                                                     |
| GeneID      | 6257                                                     |
| 免疫原         | 合成ペプチド                                                   |
| 由来          | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| 用途          | WB、ELISA                                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | P28702                                                   |
| タンパク質分子量    | 57kDa                                                    |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                    |