

Wb、Elisa用Anti-Ryr1ポリクローナル抗体 - P21817

商品番号: CM0020837



前書き

ヒトRyanodine receptor 1

(RYR1)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。筋肉収縮、カルシウムシグナル伝達、および発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RYR1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CCO; KDS; MHS; RYR; MHS1; RYDR; SKRR; RYR-1; CMYP1A; CMYP1B; PPP1R137; RYR1
種	ヒト
GeneID	6261
免疫原	ヒトRYR1 (NP_000531.2) のアミノ酸800-900領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P21817
タンパク質分子量	565kDa
配送	氷袋