


Anti-Ryr2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q92736

商品番号: CM0005542



前書き

リアノジン受容体2 (RYR2)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。心臓カルシウムシグナル伝達および不整脈の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RYR2 Rabbit mAb
備考/別名	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS
種	ヒト
遺伝子ID	6262
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92736
タンパク質分子量	565kDa
配送方法	アイスパック