


抗Ryr2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - Q92736

商品番号: CM0016359



前書き

ヒト RYR2 (UniProt Q92736) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。心臓カルシウムシグナル伝達および不整脈研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RYR2 Rabbit pAb
別名	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS; RYR2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6262
GeneID	6262
免疫原	合成ペプチド ヒト RYR2 (NP_001026.2) のアミノ酸4868〜4967番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
UniProt アクセッション番号	Q92736
タンパク質分子量	565 kDa
発送方法	保冷剤同梱