

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-S100A1モノクローナル抗体 - P23297

商品番号: CM0006908



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証されたウサギ抗ヒトS100A1モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のS100A1を検出します。組換え免疫原（11 kDaカルシウム結合タンパク質）は、心臓およびカルシウムシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100/S100A1 Rabbit mAb
備考/別名	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6271
免疫原	ヒトS100/S100A1組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23297
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバック