


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗S100A10モノクローナル抗体 - P60903

商品番号: CM0003642



前書き

ヒトS100A10 (p11、カルパクチンI軽鎖)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済み。ANXA2二量体化とリン酸化調節の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A10 ウサギmAb
備考/エイリアス	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6281
GeneID	6281
免疫原	合成ペプチド ヒトS100A10 (P60903) のアミノ酸1-97に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P60903
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ