

抗S100A10ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P60903

商品番号: CM0018470



前書き

S100A10ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのS100A10を検出します。ANXA2との相互作用およびタンパク質リン酸化制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A10 Rabbit pAb
備考/別名	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6281
遺伝子ID	6281
免疫原	ヒトS100A10 (NP_002957.1) のアミノ酸1-97番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60903
タンパク質分子量	11kDa
配送方法	保冷剤