

Anti-S100A11 モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P31949

商品番号: CM0002486

前書き

ヒトS100A11に対するウサギ組換えモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光法、ELISAの各用途に適しています。ケラチノサイトの分化および角質化プロセスの研究向けに開発されました。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A11 ウサギmAb
別名	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6282
GeneID	6282
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31949
タンパク質分子量	12 kDa
発送方法	氷袋