


抗S100A11ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済] - Wb、If/Icc、Ip、Elisa用途 - P31949

商品番号: CM0025976



前書き

ノックアウト(KO)実験で検証済みの高品質抗S100A11ウサギポリクローナル抗体です。ヒトサンプルを用いたWB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ケラチノサイト分化に与関するカルギザリンを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済] S100A11 ウサギpAb
別名	MLN70; S100C; HEL-S-43; I1
対象種	ヒト
GeneID	6282
免疫原	組換えタンパク質[ヒトS100A11 (NP_005611.1) のアミノ酸1-105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31949
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤同梱