


Ihc-P、Elisa用 抗S100A12 ポリクローナル抗体 - P80511

商品番号: CM0017730



前書き

ヒトS100A12（EN-RAGE、カルグラヌリン-C）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト検体でのIHC-PおよびELISAで検証済み。炎症プロセスおよびアラミンシグナル伝達の研究に最適。分子量10 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A12 ウサギ pAb
備考/別名	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6283
遺伝子ID	6283
免疫原	ヒトS100A12のアミノ酸1-92に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_005612.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P80511
タンパク質分子量	10kDa
配送	保冷バッグ