


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗S100A12ポリクローナル抗体 - P80511

商品番号: CM0030487



前書き

ヒトS100A12を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みです。炎症に関与するカルシウム結合タンパク質であるS100A12を認識し、免疫学および炎症性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A12 Rabbit pAb
備考/別名	p6, CAGC, CGRP, MRP6, CAAF1, MRP-6, ENRAGE, S100A12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6283
GeneID	6283
免疫原	ヒトS100A12 (NP_005612.1) のアミノ酸1-92に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P80511
タンパク質分子量	10kDa
配送	氷袋