

Anti-S100A12/Cgrp Rabbit Mab For Wb, If/Icc, Elisa - P80511

商品番号: CM0005569



前書き

ヒトS100A12/CGRPを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。炎症および免疫応答の研究に適しています。組換え免疫原、10 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A12/CGRP Rabbit mAb
備考/別名	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12/CGRP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6283
遺伝子ID	6283
免疫原	ヒトS100A12/CGRP (NP_005612.1) のアミノ酸1-92に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P80511
タンパク質分子量	10kDa
配送	アイスバッグ