

ウェスタンブロット、Elisa用 抗S100A16 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Fq6

商品番号: CM0023350



前書き

ヒトS100A16に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。脂肪形成、カルシウムシグナル伝達、がんバイオマーカー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A16 ウサギ pAb
備考/別名	AAG13; S100F; DT1P1A7; S100A16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	140576
遺伝子ID	140576
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96FQ6
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ