


抗S100A3ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P33764

商品番号: CM0025029



前書き

WBおよびELISAで検証済みのS100A3ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。毛表皮分化に関与するカルシウム/亜鉛結合タンパク質であるS100A3を標的としており、皮膚生物学や毛髪研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A3 Rabbit pAb
略称/別名	S100E; S100A3
生物種	ヒト
GeneID	6274
免疫原	ヒトS100A3（NP_002951.1）のアミノ酸1-101番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33764
タンパク質分子量	12kDa
発送	氷袋