


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-S100A6モノクローナル抗体 - P06703

商品番号: CM0008293



前書き

ヒトS100A6（カルシクリン）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有し、カルシウムシグナリングおよびがん研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A6 Rabbit mAb
備考/別名	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
種	ヒト
GeneID	6277
免疫原	ヒトS100A6（P06703）のアミノ酸1-90に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06703
タンパク質分子量	10kDa
配送	アイスバッグ