


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗S100A6ポリクローナル抗体 - P06703

商品番号: CM0024253



前書き

ヒトS100A6（カルシクリン）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。カルシウムシグナル伝達および癌研究に適しています。体外診断用医薬品（IVD）原料の調達に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A6 ウサギ pAb
備考/別名	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6277
GeneID	6277
免疫原	ヒトS100A6 (NP_055439.1) のアミノ酸1-90に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06703
タンパク質分子量	10kDa
輸送	保冷バッグ