


抗S100A6ウサギポリクローナル抗体（Koバリデーション済）Wb、If/Icc、Elisa対応 - P06703

商品番号: CM0028378



前書き

ヒトS100A6に対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウトによる検証済み、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。カルシウムシグナル伝達、細胞骨格再構築、細胞運動に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Koバリデーション済] S100A6 ウサギpAb
備考/別名	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; A6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6277
GeneID	6277
免疫原	ヒトS100A6 (NP_055439.1) のアミノ酸1-90番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06703
タンパク質分子量	10kDa
配送方法	保冷剤