

Anti-S100A7/Psoriasin ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P31151

商品番号: CM0022969



前書き

ヒトS100A7/Psoriasinを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。組換え免疫原（aa 2-101）を使用し、11kDaのタンパク質を検出します。乾癬性表皮および扁平上皮癌の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A7/Psoriasin Rabbit pAb
備考/別名	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
種	ヒト
遺伝子ID	6278 (ヒト)
免疫原	ヒトS100A7/Psoriasin (NP_002954.2) のアミノ酸2-101に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31151
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋