

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗S100A7/Psoriasin ウサギモノクローナル抗体 - P31151

商品番号: CM0006722



前書き

ヒト S100A7/Psoriasin (SWISS: P31151)

に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。乾癬および扁平上皮癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A7/Psoriasin ウサギ mAb
備考/別名	PSORI; S100A7c; S100A7/Psoriasin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6278
遺伝子ID	6278
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31151
タンパク質分子量	11 kDa
発送	保冷バッグ