

Ihc-P、Elisa用 抗S100A7/Psoriasin ウサギポリクローナル抗体 - P31151

商品番号: CM0024150



前書き

ヒトS100A7/Psoriasinに対するウサギポリクローナル抗体。S100A7は乾癬表皮で高度にアップレギュレーションされるカルシウム結合タンパク質。IHC-PおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。分子量約11 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A7/Psoriasin ウサギ pAb
備考/別名	PSORI1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6278
GeneID	6278
免疫原	ヒトS100A7/Psoriasin (NP_002954.2) のアミノ酸1-101に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31151
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ