


Anti-S100A8ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P05109

商品番号: CM0017546



前書き

ヒトS100A8を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。炎症、免疫、およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A8 Rabbit pAb
備考/別名	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; LIAG; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6279
GeneID	6279
免疫原	ヒトS100A8 (NP_002955.2) のアミノ酸1-93に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05109
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋