


抗S100A8ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P05109

商品番号: CM0003026



前書き

WB、IHC-

P、ELISAに対応したウサギモノクローナルS100A8抗体。主要な炎症メディエーターであるヒト、マウス、ラットのS100A8（MRP8、Calgranulin-A）を検出します。免疫学やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A8 ウサギmAb
備考/別名	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; LIAG; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6279
遺伝子ID	6279
免疫原	合成ペプチド ヒトS100A8 (P05109) のアミノ酸1-93の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P05109
タンパク質重量	11 kDa
配送	アイスパック