


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗S100A8ウサギポリクローナル抗体 - P05109

商品番号: CM0019461



前書き

このS100A8ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのS100A8（カルグラニユリンA/MRP8）を認識します。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAに適しています。炎症プロセス、免疫応答、がんバイオマーカーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A8ウサギpAb
備考/別名	P8, MIF, NIF, CAGA, CFAG, CGLA, LIAg, MRP8, CP-10, MA387, 60B8AG, S100-A8, S100A8
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6279
GeneID	6279
免疫原	ヒトS100A8（NP_002955.2）のアミノ酸1〜93に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05109
タンパク質分子量	11kDa
輸送	保冷バッグ