

抗S100A8ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P27005

商品番号: CM0022011

前書き

マウスS100A8（MRP8、カルグラニューリンA）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。炎症メディエーターである分子量10 kDaのマウスおよびラットS100A8を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A8 Rabbit pAb
備考/別名	p8; B8Ag; CFAg; Caga; MRP8; CP-10; 60B8Ag; S100A8
由来種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	6279
遺伝子ID	20201
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P27005
タンパク質分子量	10kDa
発送方法	保冷剤同梱