


抗S100A8ウサギ由来ポリクローナル抗体 Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応 - P05109 / P27005

商品番号: CM0009719



前書き

S100A8

ウサギPolymAbは、ヒトおよびマウスを対象としたWB、IF-P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みのモノクローナル抗体です。炎症プロセスや免疫応答の調節に関与するカルシウム結合タンパク質であるS100A8を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100A8 Rabbit PolymAb®
別名	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8; B8Ag; CFAG; Caga; 60B8Ag
種	ヒト/マウス
遺伝子ID (ヒト)	6279
遺伝子ID	6279/20201
免疫原	組換えタンパク質 ヒト/マウスS100A8 (P05109/P27005) のアミノ酸1-93番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05109/P27005
タンパク質分子量	10 kDa / 11 kDa
発送方法	保冷剤