


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗S100A9ウサギポリクローナル抗体 - P31725

商品番号: CM0018762



前書き

S100A9ウサギポリクローナル抗体は、マウスおよびヒトサンプル中のカルグラヌリンB（MRP-14、p14）を検出します。WB、IHC-P、ELISAに適しています。標的は炎症と自然免疫の重要な調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100a9 ウサギ pAb
備考/別名	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
種	マウス
GeneID (ヒト)	6280
GeneID (マウス)	20202
免疫原	マウスS100a9 (NP_033140.1) のアミノ酸1-113に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P31725
タンパク質分子量	13kDa
輸送	保冷バッグ