

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗S100A9 ウサギ ポリクローナル抗体 - P06702

商品番号: CM0030499



前書き

ヒトS100A9（カルグラスリン-B、MRP14）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。炎症およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	S100A9 ウサギ pAb
備考/別名	MIF; NIF; P14; CAGB; CFAG; CGLB; LIAG; LIAG; MRP14; 60B8AG; MAC387; S100-A9; S100A9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6280
GeneID	6280
免疫原	合成ペプチド ヒトS100A9 (NP_002956.1) のアミノ酸20-114に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06702
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ