


Anti-S100B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P04271

商品番号: CM0018089



前書き

S100B Rabbit

pAbは、ヒトS100Bタンパク質を標的とするウサギ由来のポリクローナル抗体です。WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAに推奨されます。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。タンパク質の分子量は約11 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100B Rabbit pAb
備考/別名	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
種	ヒト (Human)
GeneID (Human)	6285
GeneID	6285
免疫原	組換えタンパク質（ヒトS100B (NP_006263.1) のアミノ酸1-92に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
供給源	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト (Human)、マウス (Mouse)、ラット (Rat)
SWISS	P04271
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋