


Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用抗S100Pポリクローナル抗体 - P25815

商品番号: CM0018422



前書き

ヒトS100P（MIG9）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済み。カルシウムシグナル伝達、微絨毛形成、膵管腺癌の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100P Rabbit pAb
備考／別名	MIG9; S100P
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6286
GeneID	6286
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P25815
タンパク質分子量	10kDa
配送	保冷バッグ