

Wb、If/Icc、Elisa用 抗S100P ウサギモノクローナル抗体 - P25815

商品番号: CM0002054



前書き

ヒトS100Pタンパク質を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAでの使用が検証済みです。組換え免疫原を使用しており、カルシウムシグナル伝達および癌研究用途でS100Pを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100P ウサギmAb
備考/別名	MIG9; S100P
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6286
遺伝子ID	6286
免疫原	ヒトS100P (NP_005971.1) のアミノ酸1-95番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P25815
タンパク質分子量	10kDa
輸送方法	氷袋