

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗S100/S100A1ウサギモノクローナル抗体 - P23297

商品番号: CM0007012



前書き

このS100/S100A1ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-

P、IF/ICC、およびELISAでの使用が検証されています。心筋細胞の調節およびCa²⁺恒常性に重要なカルシウム結合タンパク質である、ヒト、マウス、ラットのS100A1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100/S100A1ウサギmAb
備考／別名	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6271
GeneID	6271
免疫原	組換えタンパク質；ヒトS100/S100A1のアミノ酸1〜94に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_006262.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23297
タンパク質分子量	11kDa
輸送	アイスパック