

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-S100/S100A1 ウサギポリクローナル抗体 - P23297

商品番号: CM0016294



前書き

ヒトS100/S100A1に対するWB、IHC-P、ELISA用ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識。S100A1は心筋カルシウム結合タンパク質であり、Ca²⁺恒常性を調節する。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S100/S100A1 ウサギ pAb
備考/別名	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6271
遺伝子ID	6271
免疫原	組換えタンパク質 ヒトS100/S100A1 (NP_006262.1) のアミノ酸1-94に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23297
タンパク質分子量	11kDa
輸送	保冷バッグ