

Wb、Elisa用 抗S1Pr3ウサギモノクローナル抗体 - Q99500

商品番号: CM0002339



前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの高品質な抗S1PR3ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのS1PR3（EDG3）に反応します。スフィンゴシン-1-リン酸受容体シグナル伝達および関連する生物学的プロセスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S1PR3 ウサギ mAb
備考/別名	EDG3; LPB3; S1P3; EDG-3; C9orf47; C9orf108; bA791O21.3; S1PR3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1903
GeneID	1903
免疫原	合成ペプチド ヒトS1PR3 (Q99500) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99500
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ