


Wb、Elisa用抗S1Pr5ウサギポリクローナル抗体 - Q9H228

商品番号: CM0018987



前書き

WBおよびELISA用S1PR5ウサギポリクローナル抗体。多様な生理機能に参与するヒトスフィンゴシン1-リン酸受容体5（EDG8、GPCR）を標的とします。神経科学および免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S1PR5ウサギpAb
備考／別名	EDG8; S1P5; Edg-8; SPPR-1; SPPR-2; S1PR5
種	ヒト
遺伝子ID	53637
免疫原	ヒトS1PR5（NP_110387.1）のアミノ酸307～398に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H228
タンパク質分子量	42 kDa
輸送	保冷バッグ