


抗S6リボソームタンパク質（Rps6）ウサギモノクローナル抗体

Wb、If/Icc、Elisa対応 - P62753

商品番号: CM0002765



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ由来抗RPS6モノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的は29 kDaの40Sリボソームタンパク質eS6です。翻訳および細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S6リボソームタンパク質（RPS6）ウサギmAb
備考／別名	S6; eS6; S6 Ribosomal Protein (RPS6)
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6194
遺伝子ID	6194
免疫原	ヒトRPS6（NP_001001.2）のアミノ酸1-130番目の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62753
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤