


抗S6リボソームタンパク質 (Rps6) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用) - P62753

商品番号: CM0029367



前書き

ヒトS6リボソームタンパク質 (RPS6) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットを検出します。リボソームおよび細胞増殖研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	S6リボソームタンパク質 (RPS6) ウサギ pAb
備考 / 別名	S6; eS6; S6リボソームタンパク質 (RPS6)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6194
遺伝子ID	6194
免疫原	合成ペプチド: ヒトRPS6 (NP_001001.2) のアミノ酸1-130に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62753
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ