


WbおよびElisa用Anti-Saa1ポリクローナル抗体 - P0Dji8

商品番号: CM0015370



前書き

ヒトSAA1（セロムアミロイドA1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。急性期タンパク質およびアミロイドーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SAA1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SAA; PIG4; SAA2; TP53I4; SAA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6288
GeneID	6288
免疫原	合成ペプチド：ヒトSAA1 (NP_000322.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DJ18
タンパク質分子量	12 kDa
配送	アイスバッグ